

### **VISUALIZADOR DE CICLOS**

### **MEGA-CA TC/TERMO**

Ver 2.0

23/06/2017

R. Rita de Carvalho Monteiro, 140 - Sorocaba - SP - CEP 18085-750 Fone (15) 3218-1326 email : hwcintra@amcp.com.br Fone (15) 3218-1381



### Sumário

Aspectos Gerais	3
Funcionalidades	
Requerimentos Mínimos	
Instalação	4
Modo de operação	8
Tela Principal	8
Tela Seleção de Ciclo	10
Tela filtrar	10
Tela Visualização de ciclos	11
Relatório Gráfico - Exemplos	14
Relatório Numérico - Exemplos	16



### **Aspectos Gerais**

O software visualizador de Ciclos, tem como principal objetivo, proporcionar de maneira simples e eficiente a visualização e geração de relatórios dos ciclos gerados pelos equipamentos MEGA-CA TC/TERMO.

#### **Funcionalidades**

Com o software Visualizador de Ciclos é possível:

- Identificar em qual equipamento foi gerado o arquivo (MEGA-CA TC ou MEGA-CA TERMO)
- Exibir os arquivos de ciclos no diretório selecionado
- Realizar um filtro dos ciclos, contemplando a filtragem por: Período, Lote ou Equipamento
- Visualizar ciclos em dois modos de exibição: Gráfico e Numérico
- Exportar Relatórios em PDF

### Requerimentos Mínimos


- Ambiente Microsoft Windows
- Processador 1GHz
- 2 GB RAM
- 50 MB de Espaço livre em disco para a instalação
- Resolução de 1024x768 ou superior
- Mouse ou outros dispositivos apontadores
- Net Framework 4.5
- PDF Reader





### Instalação

- Faça o Download do arquivo de instalação pelo link: http://www.amcp.com.br/downloads/MEGA-CA-Setup.zip
- 2. Vá até o local de Download



3. Extraia o arquivo compactado utilizando qualquer software de compressão





Figura 1 - Arquivos já extraídos

- 4. Recomenda-se desabilitar o software antivírus durante a instalação
- No local contendo os arquivos descompactados de duplo clique no arquivo "setup.exe"





6. Será aberto um assistente de instalação, siga o assistente pressionando o Botão "Next"e conclua a instalação clicando em "Close"



Figura 2 - Instalação Etapa 1 de 4






Figura 3 - Etapa 2 de 4




Figura 4 - Instalação Etapa: 3 de 4








Figura 5 - Instalação Etapa 4 de 4



### Modo de operação

1. Para executar o programa, acesse o seguinte ícone na Área de trabalho



2. Aguarde a inicialização



3. Será aberta a seguinte tela

#### Tela Principal



4. Caso seja necessário alterar o idioma, dê um clique sobre a bandeira correspondente ao idioma (1).





5. Clique no botão "Selecionar" ou "alterar o diretório de ciclos" (2), será aberto um diálogo, navegue até a pasta que contém os arquivos de ciclo e aperte OK.



Figura 6 - Seleção de Diretório



6. Clique no botão Visualizar Ciclos (3). NOTA: Está opção somente será exibida, caso o diretório possua algum arquivo de ciclo.





7. Ao acessar o Botão visualizar ciclos, será exibida a seguinte tela:





Uma lista contendo os ciclos localizados no diretório é exibida<sup>4</sup>, é permitido selecionar um ciclo, dando um clique simples, e visualizar, com o clique duplo conduzindo a Tela Visualização de ciclos (ETAPA 8)

Ao pressionar o botão Visualizar<sup>5</sup> é carregada a tela Visualização de ciclos (ETAPA 8)

O botão Visualizar<sup>5</sup> permite visualizar o ciclo selecionado no controle 4

Caso necessário pode ser realizado/desfeito um filtro (período, lote ou produto) utilizando o controle 6

O botão voltar<sup>7</sup> retorna a tela principal

8. Ao ser acessado o filtro será exibida a seguinte tela

Tela filtrar



Basta preencher o campo desejado a esquerda e selecionar o tipo de filtro correspondente a direita, filtrar por Data<sup>8</sup>, filtrar por lote<sup>9</sup> ou filtrar por Produto<sup>10</sup>; automaticamente será redirecionado para tela Seleção de Ciclo

Para voltar a tela anterior basta clicar em voltar<sup>11</sup>



Quando ativada a visualização do ciclo, é exibida a seguinte tela

### Tela Visualização de ciclos



Figura 8 - Visualização de ciclo em modo Gráfico MEGA-CA TC




Figura 7 - Visualização de Ciclo em modo Numérico MEGA-CA TC







Figura 9 - Visualização de Ciclo em modo Gráfico MEGA-CA TERMO



Figura 10 - Visualização de Ciclo em modo Numérico MEGA-CA TERMO





Para alternar o modo de relatório entre Gráfico ou Numérico utilize o controle 8

Para gerar o arquivo em PDF, é utilizado o controle 9, podendo ser escolhido qual tipo de relatório será gerado, ao ser acionado, será aberto um diálogo, selecione o local onde deseja salvar o arquivo e clique em salvar




Figura 11 - Gerar PDF - Diálogo Salvar como

Para voltar a tela anterior utilize o botão voltar<sup>10</sup>

-13-

### Relatório Gráfico - Exemplos




Figura 12 - Relatório Gráfico MEGA-CA TC




Figura 13 - Relatório Gráfico MEGA-CA TERMO



### Relatório Numérico - Exemplos

AMCP			00:13	52	0.80	3,00		00:53	136	0,04	3,00		
MEGA-CA TC MACIBS27/ER-88/E8/91 Rev.1.32			00:14	52	0.80	3,00		00:54	136	0,08	3,00		
			00:15	52	0.76	3,00		00:55	136	0.08	3,00		
			00:16	52	0.80	3.00		00:56	136	0,08	3,00		
				00:17	52	0.80	3,00		60:57	136	0,08	3,00	
				00:18	71	0.80	3,00		00:58	136	0.08	3,00	
				00:19	39	0,76	3,00		00:59	136	0,08	3,00	
Ciclo: Paort	es.			00:20	39	0.76	3,00		00:60	136	0,08	3,00	
Operador: Si				00:21	101	0.36	3.00		01:01	136	0,08	3,00	
Lote: 126	relact a race			00:22	101	0.32	3.00		01:02	136	0,08	3,00	
Número do 6	Control of	- 1		00:23	112	0.28	3.00		01:03	136	0,08	3,00	
Numero do A	Commission			00:24	128	0.32	3,00		01:04	136	0.08	3,00	
				60:25	133				01:05	136	0,06	3,00	
					Esterilizando **	0.28	3,00		01:06	136	0,08	3,00	
Pré-Vácuo Pulsante: Sim								40.0	01:07	136	0,08	3,00	
Temp. de Esterilização: 134				Tempo	TI	Pin	Pent	10					
Tempo de E				60:25	136	0,28	3,00	0	-1570-00-00-0				
Tempo de Se					ALHA DE PRE				FIM DO C	ICLO			
Tempo de Ro				C1001=04	69:25 Terminox FALHA DE PRESSÃO DE C.I.					100000			
Presão Cam		0.000		00:26	136	1,24		10.54	DATA: 224	06/2017			
Pressão Cam	Est. 2.9	9.			ALHA DE PRE				HORA: 15				
Pressão de A	James 1.0	0		00:27	136	1,20	3,00	42,16		7			
				00:28	136	1,20	3,00	73,78	Tempo Tota	01.02.07			
				00:29	136	1,20	3,00	105,4	Tringe Fee				
Canal de referência: TI		00:30	136	1,20	3,00	137,03							
				60:31	136	1,20	3,00	163,38	OP.:				
				00:32	136	1,20	3,00	195	404 10			-	
		*4	NICIO DO CICLO *	60:33	136	1,20	3,00	226,62					
		1	M.TA: 22/06/2017	00:34	136	1,20	3,00	258,25					
			HORA: 14:33	00:35	136	1,20	3,00	289,87					
			22778222220122	FO Total	£321,49				Sup.:				
				*****	····· Descarga ·····							-	
				Tempo	TI	Pint	Pest						
Тепро	TI	Plot	Pexi	00:35	136	1.16	2,96						
00:00	29	0.08	0.04	00:36	136	1,20	3,00						
***** Pro-			O,Dra	00:37	136	1,20	3,00						
		Pint	Pest	00:38	136	1,16	3,00						
Tempo no oo	T1 29	0.04	2.84	00:39	136	1,20	3,00		1				
		ale.		00:40	136	1,20	3,00		1				
10:00	29	0,08	2,96	00:41	136	1,20	1,00		1				
60:02	29	0,20	3,00	00:42	136	1,20	3,00		1				
00:03	29	0.24	3,00	00:43	136	1.20	3.00		1				
00:04	28	0,64	2,96	00:44	136	1,20	3,00		1				
00:05	28	1,36	3,00	00:45	136	1,20	3.00		1				
00:06	28	0,00	3,00	00:46	136	1,20	3,00		1				
00:07	28	0,40	3,00	00:47	136	1,20	3,00		1				
80:00	23	0,44	3,00	*****		******	- market		1				
***** Aqu	ecimento *			Tempo	TI	Pin	Pent		1				
Тепро	TI	Piet	Peut	00:47	136	0.32	3.00		1				
60:09	31	0.80	3,00	00:48	136	0.08	3,00		1				
00:09	31	0,80	3,00	00.49	136	0.08	3,00		1				
00:10	43	0.76	3,00	00:50	136	0,08	3,00		1				
00:11	40	0,80	3,00	00:51					1				
00:12	52	0.80	3,00	00:51	136	0,08	3,00		1				
				00:52	136	0,08	3,00		1				
				5/5 Limited				2/5 Low 125					33 Low

Figura 14 - Relatório Numérico MEGA-CA TC






Figura 15 - Relatório Numérico MEGA-CA TERMO